



## ES007GT

Sp: 0,6 mm  
Lo: 12 mm  
La: 13 mm  
TP: 2-3-4-5 mm  
PM: 2-3-4-5 mm



**By Dott. Gaetano Turatti**

Forma a mezzaluna affilata per corticotomia dei setti Interradicolari ipoplasici. **AFFILATA.**

*Half-moon shaped tip for corticotomy of the interdicular hypoplastic septa. **SHARPENED.***

|               |     |
|---------------|-----|
| U (*)         | 40  |
| V (*)         | 80  |
| P (3)         | 100 |
| MAX POWER (4) | 70  |



## ES007GLT

Sp: 0,6 mm  
Lo: 5 mm  
La: 12 mm  
TP: 2-3-4-5 mm  
PM: 2-3-4-5 mm



**By Dott. Gaetano Turatti**

Forma a mezzaluna affilata piegata a sinistra per corticotomia dei setti Interradicolari ipoplasici. **AFFILATA.**

*Half-moon shaped left bended tip for corticotomy of the interdicular hypoplastic septa. **SHARPENED.***

|               |     |
|---------------|-----|
| U 1)          | 40  |
| V (2)         | 80  |
| P (3)         | 100 |
| MAX POWER (4) | 50  |




**ES007GRT**  
Sp: 0,6 mm  
Lo: 5 mm  
La: 12 mm  
TP: 2-3-4-5 mm  
PM: 2-3-4-5 mm

**By Dott. Gaetano Turatti**  
Forma a mezzaluna piegata Destra per corticotomia dei setti Interradiolari ipoplastici. **AFFILATA.**  
*Half-moon shaped right bended tip for corticotomy of the interradiolar hypoplastic septa.*  
**SHARPENED.**

|               |     |
|---------------|-----|
| U (1)         | 40  |
| V (2)         | 80  |
| P (3)         | 100 |
| MAX POWER (4) | 50  |




**ES009T**  
Sp: 0,54 mm  
Lo: 9,7 mm  
La: 14 mm  
TP: 2-3-4-5 mm  
PM: 2-3-4-5 mm

**By Dott. Gaetano Turatti**  
Scalpello piatto affilato su 3 lati corticotomie subapicali o in regione mensola zigomatico-mascellare superiore, con corticale maggiore 3 mm. **AFFILATA.**  
*Flat scalpel sharpened on three edges for corticotomy subapical o in the upper zygomatic-maxillary area with cortical > 3mm. SHARPENED.*

|               |     |
|---------------|-----|
| U (1)         | 45  |
| V (2)         | 80  |
| P (3)         | 100 |
| MAX POWER (4) | 70  |




**ES091T**  
Sp: 0,54 mm  
Lo: 9,7 mm  
La: 5 mm  
TP: 2-3-4-5 mm  
PM: 2-3-4-5 mm

**By Dott. Gaetano Turatti**  
Scalpello piatto affilato su 3 lati, piegato a sinistra corticotomie subapicali o in regione mensola zigomatico-mascellare superiore con corticale maggiore 3 mm. **AFFILATA.**  
*Flat scalpel sharpened on three edges for corticotomy subapicalo in the upper zygomatic-maxillary area with cortical > 3mm. SHARPENED.*

|               |     |
|---------------|-----|
| U (1)         | 40  |
| V (2)         | 80  |
| P (3)         | 100 |
| MAX POWER (4) | 50  |




**ES007LT**  
Sp: 0,6 mm  
Lo: 5 mm  
La: 12 mm

**By Dott. Gaetano Turatti**  
Forma di sega a 4 denti, utilizzata per decorticazione superficiale. **AFFILATA.**  
*Saw shaped 4 teeth, used for superficial decortication.*  
**SHARPENED.**

|               |     |
|---------------|-----|
| U (1)         | 40  |
| V (2)         | 80  |
| P (3)         | 100 |
| MAX POWER (4) | 50  |

(1) U: POTENZA CONSIGLIATA **SUGGESTED POWER** (2) V: VIBRAZIONE CONSIGLIATA **SUGGESTED VIBRA** (3) P: PORTATA POMPA NB: consigliamo a 100 per raffreddamento osso **WATER PUMP NB: suggested at 100 for bone cooling**  
(4) MAX POWER: potenza massima a cui è possibile utilizzare l'inserto **MAX POWER: maximum power which can be used with the insert.**

