

**PER LA RIMOZIONE DEGLI STRUMENTI
ROTTI E LA PREPARAZIONE DEL CANALE**

**FOR ROOT CANAL PREPARATION AND
BROKEN TOOLS REMOVAL**



ES023T

ø: 0,5 mm
Lo: 20 mm
La: 25 mm



Forma appuntita, utilizzata per
preparazioni canalari e rimozione
strumenti rotti. **NON AFFILATA.**

*Pointed shaped tip, used for
root canal preparation and
broken tools removal.
UNSHARPENED.*

U (1)	4
V (2)	0
P (3)	100
MAX POWER (4)	6



ES023DT

ø: 0,6 mm
Lo: 20 mm
La: 25 mm



Forma appuntita, utilizzata per preparazioni canalari e rimozione strumenti rotti. DIAMANTATA 20 micron.

Pointed shaped tip, used for root canal preparation and broken tools removal. DIAMOND COATED 40 micron.

U (1)	4
V (2)	0
P (3)	100
MAX POWER (4)	6



ES024T

ø: 0,5 mm
Lo: 20 mm
La: 20 mm



Forma appuntita, utilizzata per preparazioni canalari e rimozione strumenti rotti. NON AFFILATA.

Pointed shaped tip, used for root canal preparation and broken tools removal. UNSHARPENED.

U (1)	4
V (2)	0
P (3)	100
MAX POWER (4)	6



ES024DT

ø: 0,6 mm
Lo: 20 mm
La: 20 mm



Forma appuntita, utilizzata per preparazioni canalari e rimozione strumenti rotti. DIAMANTATA 40 micron.

Pointed shaped tip, used for root canal preparation and broken tools removal. DIAMOND COATED 40 micron.

U (1)	4
V (2)	0
P (3)	100
MAX POWER (4)	6



ES011T

Sp: 4 mm
La: 10 mm



Utilizzata per preparazioni canalari mandrino supporto endofile 0,8 mm. NON AFFILATA.

Used for root canal preparation / endofile holder 0,8 mm. UNSHARPENED.

U (1)	4
V (2)	0
P (3)	100
MAX POWER (4)	6

(1) U: POTENZA CONSIGLIATA *SUGGESTED POWER* (2) V: VIBRAZIONE CONSIGLIATA *SUGGESTED VIBRA* (3) P: PORTATA POMPA NB: consigliamo a 100 per raffreddamento osso *WATER PUMP NB: suggested at 100 for bone cooling*
(4) MAX POWER: potenza massima a cui è possibile utilizzare l'inserto *MAX POWER: maximum power which can be used with the insert.*